

# Heatingcenter.

## HC120

Der Wärmeschrank HC120 wird speziell für die Bereiche Pflege, Chirurgie, Traumatologie, Intensivstationen, Säuglingsstationen, Entbindungsstationen, Alters- und Pflegeheime, Therapiestationen, Physiotherapie, Wellness-Bereiche usw. produziert. Das Gehäuse besteht aus strapazierfähigem Edelstahl; der Innenraum ist komplett aus elektropoliertem Edelstahl gefertigt und allseitig isoliert und geschlossen. Mit dem Regelthermostat und der Analoganzeige kann die Temperatur stufenlos im Bereich von +5 °C bis +80 °C reguliert werden. Die Türverriegelung ist mit zwei Magnetverschlüssen versehen, damit ein sicheres Verschliessen der Türe gewährleistet ist. Die hochwertigen Materialien und die gute Isolierung sorgen für geringe Betriebskosten. Der Wärmeschrank HC120 ist für den Dauerbetrieb ausgelegt.



### Technische Angaben

Aussenabmessungen (BxHxT) in mm

Innenabmessungen (BxHxT) in mm

Kammervolumen (l)

Einschubböden

Temperaturbereich 10 °C üRt bis (°C)

### HC120

550x760x524

484x622x435

120

1

80

